

DRAKEFOR 480

Per un miglioramento tangibile della pelle del viso e del corpo si consiglia il trattamento con Drakefor 480 tre volte alla settimana (al massimo per 20 minuti ad applicazione) per un periodo di almeno 6-8 settimane.

Per le applicazioni sulla pelle del viso detergere la cute e applicare il proprio trattamento viso abituale.. Fatto questo utilizzare sul viso Drakefor in modo delicato e con movimenti circolari, evitando di passare su occhi e labbra.

Per migliorare la pelle di gambe, cosce e glutei applicare la crema anticellulite ed effettuare un massaggio circolare con Drakefor sulla zona interessata. La parte metallica del dispositivo va sempre appoggiata completamente alla pelle.

Gli ultrasuoni non vanno indirizzati per più di cinque secondi sulla stessa zona, mentre il diffusore di luce non va lasciato per più di quattro minuti per evitare di arrossare la pelle.

Concludere il trattamento massaggiando manualmente l'area trattata.

Con l'utilizzo costante di Drakefor per soli 15-20 minuti al giorno per 3 volte a settimana per 6-8 settimane la pelle appare più liscia e più giovane.

Funzioni di Drakefor 480

Premere il tasto POWER e si accenderà lo schermo retroilluminato a LED.

Premere MODE per selezionare le opzioni, SHIFT per scorrere le diverse opzioni e CONFIRM per confermare la scelta.

1) Per la funzione a ultrasuoni

Gli ultrasuoni a 3 milioni di Hertz (3MHz) di Drakefor sono delle onde di energia meccanica ad alta frequenza, delle vibrazioni che interagendo con la zona trattata penetrano in profondità e vanno ad aumentare il flusso sanguigno.

La variazione di pressione e di temperatura nei fluidi interstiziali delle cellule adipose e il maggior passaggio di ossigeno provocano la rottura delle membrane e il rilascio delle sostanze di scarto che vengono poi eliminate attraverso i canali linfatici e gli altri canali fisiologici.

In questo modo è possibile combattere la cellulite e la ritenzione idrica andando a ridurre gradualmente gli accumuli adiposi nelle zone interessate.

Gli ultrasuoni sono indicati anche per migliorare la pelle secca o disidratata, le rughe e le macchie derivate dall'invecchiamento cutaneo.

Premere il pulsante MODE, la parola ultrasuoni comincia a lampeggiare, quindi premere il tasto SHIFT ripetutamente per scegliere il tipo di intensità e infine premere il tasto CONFIRM e applicare il dispositivo alla pelle.

Per assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente nella funzione ultrasuoni è possibile far cadere poche gocce di acqua sulla superficie metallica e verificare se fanno una specie di effetto "evaporazione".

Le onde ultrasoniche diffondono delle micro-vibrazioni che vanno ad aiutare l'eliminazione del grasso localizzato in zone come il basso addome, i fianchi, le cosce, i polpacci e il mento. Inoltre le onde ultrasoniche possono essere utili anche per stimolare le zone del corpo in seguito ad un infortunio.

2) Per la funzione IONI negativi o IONI positivi

I trattamenti con ioni positivi sono ideali per favorire l'ossigenazione della pelle e una pulizia profonda che i prodotti cosmetici non riescono ad effettuare. La funzione ioni positivi di Drakefor quindi migliora e rende più morbida la pelle, riduce la visibilità dei pori e allevia le infiammazioni.

I trattamenti con ioni negativi invece permettono alle creme di raggiungere strati più profondi della pelle, migliorando il nutrimento, il rinnovamento cutaneo, stimolando la circolazione sanguigna, la produzione di collagene ed elastina e di conseguenza riducendo le rughe e rassodando la pelle.

La funzione "ultrasuoni" può essere utilizzata insieme a quella ION + oppure ION -

Premere il tasto MODE finché la scritta ION non lampeggia, poi SHIFT per selezionare l'intensità e CONFIRM per confermare.

3) Per la funzione relax

Premere il tasto MODE fino a quando la parola Relax lampeggia, premere il tasto SHIFT per selezionare la vibrazione/massaggio (se continuo o discontinuo). Si tratta di un massaggio rilassante che aiuta a distendere i tratti del viso.

4) Per la funzione Fototerapia

La fototerapia è impiegata in medicina estetica per stimolare risposte cellulari, limitare i processi di foto invecchiamento, l'acne e l'iper pigmentazione attraverso la sintesi della vitamina D2 e D3.

Le diverse lunghezze d'onda della luce hanno infatti effetti diversi sulla pelle.

La luce blu penetra nella pelle a circa 0.5 mm portando un effetto calmante e astringente. In questo modo è possibile eliminare le fastidiose macchie cutanee, ridurre l'acne e migliorare altri inestetismi. Questo fascio di luce è adatto sia a chi ha una pelle sensibile, sia a chi invece presenta una cute molto grassa o soggetta ad eruzioni cutanee.

La luce rossa penetra nella pelle a circa 8-10mm, stimolando il micro-circolo e di conseguenza la produzione di collagene ed elastina, fattori determinanti per una pelle tonica ed elastica. Il trattamento con luce rossa è adatto a tutti i tipi di pelle.

La luce verde invece, penetrando tra il blu e il rosso, stimola la microcircolazione più superficiale e produce un effetto calmante. È inoltre utilizzata per combattere le linee sottili e i segni di espressione.

Si consiglia di utilizzare questa funzione in combinazione con gel, tonici e creme a base di collagene o acido ialuronico, ma anche con creme solari.

L'impiego di Drakefor con questa funzione è infatti utilissimo anche per far penetrare nella pelle la crema solare (2.500 volte in più rispetto all'applicazione manuale) e favorire la massima protezione cutanea.

Premere il tasto MODE fino a quando la parola "Photon" non lampeggia, scegliere uno dei diversi fotoni (colore rosso, blu e verde).

Indossare sempre gli occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal fascio di luce.

Funzione timer

Premere ripetutamente MODE finché la parola "Time" lampeggia, quindi premere SHIFT per scegliere il tempo e premere CONFIRM per confermare.

Il dispositivo è pensato anche per combinare tutte insieme le funzioni contemporaneamente. Solo va considerato un periodo di 5 minuti per passare dalla funzione ioni positivi a quella ioni negativi e per il cambio di funzione (verde – rosso – blu) nella fototerapia.